



FUJITSU ヘルスケアソリューション

ホープ エヌエムジージーピー

HOPE NMGCP


～煩雑な治験業務を効率化～



HOPE NMGCPは、医療機関における治験業務を支援するソリューションです。煩雑な治験業務を一元管理することで、治験品質の向上・業務の負荷軽減を図り、治験業務を活性化させることをめざし、1998年発売以来、お客様の声を取り入れ進化し続けています。

システム概要

- **治験品質の向上**
治験、審査、被験者の各情報の一元管理が図れます。
プロトコル違反による逸脱やGCP違反を未然に防ぐことで、高品質な治験実施が可能となります。
- **業務負荷の軽減**
治験管理の各業務が電子カルテとシームレスに連携可能です。
予め登録した治験オーダセットからの検査や投薬の指示が行なえることにより、医師、CRCの治験業務負荷を軽減します。
また、被験者来院管理機能や治験及びIRB審査管理機能により、CRCや治験事務の業務負荷軽減も図れます。
- **治験業務の活性化への貢献**
治験品質を向上させることで、治験依頼者からの信頼向上に繋がり、受託治験数の増加に貢献できます。



特長

1

院内の治験・被験者情報を一元管理

治験・被験者・来院者の一覧表示

- トップ画面で治験・被験者の状態、本日の来院予定を確認可能。

治験登録		検索条件	
治験番号	状態	依頼者名	
● WIN8-02	終了	テスト製薬会社 /	
● WIN8-01	実施中	富士通製薬株式	
● TEST001	実施中	テスト製薬会社 /	
● TEST002	未審査	富士通製薬株式	

被験者登録		
被験者ID	被験者識別番号	状態
2000000042	2	候補
● 9999000157		終了
9999000200		スクリーニング

実績入力
本日来院予定
富士通 大郎

2

電子カルテとのシームレス連携を実現

併用制限薬チェック

- 処方時に制限薬をチェック。他科診療時の逸脱防止に効果的。

チェック結果画面

チェック結果表示

併用制限薬チェック
●●●●薬10mgは、治験期間中の併用制限薬として規定されています 2017/01/25

※:富士通電子カルテの画面です。

治験患者マーク表示

- 電子カルテ画面にアイコン表示



新機能

お客様の声を取り入れ、来院管理機能と電子カルテ連携機能を強化しました。

2018年2月
リリース予定!

来院情報出力機能

- 来院情報の帳票出力項目が選択可能に。より運用に即した帳票を出力。

A	B	C	D	E	F
1	予定日	予定時刻	治験番号	治験薬名	被験者ID
2	10/07/01		ST25-025	ST0004	25550479
3	10/07/01		ST25-025	ST0004	25550486
4	10/07/01		ST25-025	ST0004	25550493

治験情報、被験者情報、来院情報から出力項目を選択可能。
例) 負担軽減費の有無
担当医師/担当CRC

※導入時に出力項目を選択いただけます。

患者カルテ表示機能

- NMGCPから患者カルテを起動できるよう改善。

カルテ表示

フジツウ ハナコ
富士通 花子

全科 共通 全職種 全記載 記載

※:富士通電子カルテの画面です。

処方医制限機能

- 治験薬を責任/分担医師のみがオーダー可能。

処方計画

処方名 (治験薬名)	区分 (処方 or 注射)	
治験薬 A	処方	I1
治験薬 B	注射	

処方医制限

オプション機能

EDC連携オプション


- ・ 治験依頼者のEDCシステムと連携するため、症例データを電子カルテから抽出する機能です。
- ・ CDISC標準 (※1) のODM形式で出力します。
- ・ 電子カルテとEDCシステムの二重入力による業務負荷の軽減、データ品質の向上が期待されます。

※1:CDISC (Clinical Data Interchange Standards Consortium) が提供する国際的な臨床研究データ交換標準です。

システム導入形態と期間

標準構成	パッケージ+サーバ+その他ソフト(DBソフトなど)+クライアント端末 ※2
構築期間	最短3ヶ月
パッケージライセンス	電子カルテクライアント数(OSS)により選択 OSS100、~OSS400、~OSS700、OSS701~

※2:富士通電子カルテと導入される場合には、電子カルテのクライアント端末でご利用いただけます。



お問い合わせ先

株式会社富士通アドバンスエンジニアリング

ヘルスケアビジネス統括部 医療ソリューション部
〒163-1017 東京都新宿区西新宿3-7-1 (新宿パークタワー17階)
TEL : 03-5324-1634
URL: <http://www.fujitsu.com/jp/group/fae/solutions/industry/healthcare/nmgcp/index.html>

●本製品は、医療機器ではありません。